



## ➤ T34L Perfusora

Ligero y compacto.

Puede ser fijo o portátil.

Detección automática de jeringa: marca, tamaño, volumen.

Puede ser operado por red o batería.

Amplia gama de accesorios para la bomba.

3 niveles de seguridad de acceso a los códigos.

Descargable 24 horas Historia del paciente (incluyendo gráficos).

## T34L Perfusora ◀

## Especificaciones Técnicas

Rango:	0,05 a 650ml/h.
Intervalo de tiempo:	De 1 minuto a 99 horas.
Dimensiones:	38X55X190mm (6,5 x 0,9 x 1,8 pulgadas).
Peso:	400 gramos incluyendo la batería.
Precisión:	5%.
Tipo de batería:	Batería recargable de litio.
Duración de la batería:	100 Jeringas completas.
Controles:	Pantalla gráfica de 128 x 64 píxeles con luz de fondo. 8 teclas de operación de color y teclado de doble LED.
Gama de jeringa:	2 ml a 60 ml jeringa (cualquier marca).
Idiomas:	Inglés. Italiano, español, neerlandés - opcional.
Alarmas:	Oclusión intermedios (entre la bomba y del paciente). Fin de Programa o Programa Completo. Cerca del final de conclusión de programas, cerca de Fin de jeringa, jeringa vacía. Batería baja carga. Fin de la batería. Consulte la programación incorrecta Configuración - (protocolo solicitado se encuentra fuera de los límites de seguridad establecido por el personal) La presión de alta presión, la línea ha superado el límite pre-establecido.

## Características

Detección automática del tamaño de la jeringa, la marca y el volumen.

Infrarojo de Transmisión.

Programas: Continua (modelo estándar), PCA (modelo ACC dedicado).

Puerto serie (RS232) de conexión (opcional).

Biblioteca de Drogas (Opcional).

Configuración estándar: Bomba, batería recargable y cargador.

